

Osteotomiemodell

In Zusammenarbeit der HNO-Universitätsklinik in Jena und der Firma 3di GmbH wurde ein Trainingsmodell für Operationen am knöchernen Nasenrücken entwickelt.



Merkmale

- das Osteotomiemodell stellt eine künstliche Nachbildung des knöchernen Nasenrückens dar
- der knöcherne Teil des Modells ist mit einer abnehmbaren Silikonschicht bedeckt, um die Operationssimulation so realistisch wie möglich durchführen zu können

Anwendung

- Vestibulumrandinzision, Tunnelung und Identifizierung der Apertur
- Tasten der Aperturkanten
- Interkartilaginäre Inzision, Tunnelung des Nasenrückens
- Tasten des knöchernen Nasenrückens
- Paramediane Osteotomien beidseitig
- Laterale Osteotomien beidseitig
- Transversale Osteotomien beidseitig

Bestellnummer: OSM-0709-001

3di GmbH, Lößstedter Str. 41, 07749 Jena, Deutschland
Tel.: + 49 (0)3641 – 50 96 0 contact@3di.de www.3di.de