


## Rhinoplastikmodell

In Zusammenarbeit der HNO-Universitätskliniken in Jena<sup>1</sup> und in Ulm<sup>2</sup> sowie der Firma 3di GmbH wurde ein Trainingsmodell für funktionell-ästhetische Operationen im Bereich der knorpeligen Nase entwickelt.



### Merkmale

- das Modell stellt eine künstliche Nachbildung der menschlichen Nase dar
- die Nase beinhaltet einen künstlichen Nasenknorpel mit Übergang in den knöchernen Bereich
- das Rhinoplastikmodell besteht aus einer Grundplatte und einer, der natürlichen menschlichen Gesichtshaut nachgebildeten, Silikonschicht (5-10 mm)

### Anwendung

- Trainieren von komplexen Operationen und Rekonstruktionen im Bereich der Nase, z.B. Präparation der Flügelknorpel, Abtragung eines knöchern-knorpeligen Höckers, Einsetzen eines Columella-Transplantates



<sup>1</sup> Frau Dr. Gerlind Schneider <sup>2</sup> Herr Professor Gerhard Rettinger



- Markierung und Abtragung eines knöchern-knorpeligen Höckers



### Trainingsbeispiele

- Präparation der Flügelknorpel sowie des knorpeligen und knöchernen Nasenrückens



- Einsetzen eines Columella-Transplantates

**Bestellnummer: RPM-1404-001**

Die Grundform kann neu mit Silikon beschichtet werden. Dabei wird der Knorpel ebenfalls erneuert. Im Lieferumfang ist eine Übungsanleitung enthalten.

3di GmbH, Löbstedter Str. 41, 07749 Jena, Deutschland  
Tel.: + 49 (0)3641 – 50 96 0 [contact@3di.de](mailto:contact@3di.de) [www.3di.de](http://www.3di.de)